

Vapor de Ozônio

O vapor de ozônio

O APARELHO

É um aparelho que traz vários benefícios a pele e é essencial no procedimento da limpeza de pele, já que tem ação emoliente e amolece os comedões para facilitar a extração.

Consiste em um aquecedor de água, que produz calor num gerador de alta frequência que provoca ionização. Alguns aparelhos tem a opção de vapor mais ozônio, e outros só de vapor (apenas água).

EXISTE VÁRIOS MODELOS



O VAPOR DE OZÔNIO



Este aparelho pode ser utilizado antes da extração; quando for necessário umidificar e/ou aquecer para baixar a resistência da pele; quando for necessário os efeitos do vapor quente; etc.

O vapor de ozônio tem ação desinfetante, cicatrizante, bactericida e fungicida. Além disso, aquece a pele, amolecendo os comedões. O ozônio é muito importante contra bactérias.

O vapor de ozônio pode ser utilizado em todos os tipos de pele, porém tem como contraindicações as peles sensíveis, telangiectasias e rosácea.

Como utilizar?

- Encher o reservatório com água filtrada até o limite indicado.
- Ligar e esperar o jato aquecer.
- Deixar o jato sair e estabilizar.

- Direcionar o jato para o rosto do cliente, sempre deixando uma distância de 30 a 40 cm.
- Sempre proteger os olhos do cliente com compressas de algodão.
- Deixar agir por 10-15 minutos.